

Posifon GeoSKeeper

Om Posifon

Posifon AB är marknadsledande i Sverige på GPS-larm och medicinpåminnare. Vi är ett kundnära innovativt företag baserat i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger högre livskvalitet.

Vetenskapligt utvärderat

Under 2011-2012 genomförde Högskolan i Borås, med stöd av Alzheimerfonden och regeringsuppdraget Teknik för äldre på Hjälpmedelsinstitutet, en vetenskaplig studie "Nyttoeffekterna med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga". Studien påvisade att Posifons larm gav en ökad trygghet och frihet för bäraren av larmet samt en minskad oro och stress för de anhöriga. Även omsorgspersonalen såg tydliga nyttor.

I studien ingick en etisk analys som påvisade att inga etiska hinder finns för att använda GPS-larm. Lagstiftningen är dock oklar och varje kund måste själv göra sin värdering. Vi stödjer norska kommuners inställning att GPS-larm är frihetsskapande och ger det minsta ingreppet på personers självbestämmande och personliga integritet.

Kopplat till studien gjorde Hjälpmedelsinstitutet en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys som påvisade tydliga ekonomiska vinster för samhällsekonomin, såväl på kommunal som statsnivå.



Posifon GeoSKeeper är ett kompetent GPS-larm med inbyggd telefonfunktion. Det medför att GeoSKeeper kan användas både som enkel mobiltelefon och som ett positionerande larm med trygghetsområde. Enheten kan svara automatiskt när anhöriga ringer och brukaren kan själv ringa upp med en knapptryckning. Möjligheterna är många och GeoSKeeper är flexibel och kan enkelt anpassas till olika behov.

Det var en trygghet att veta att vi kunde hitta mamma – som natt och dag jämfört med kommunens nödsändare!

– Tony, vars mamma lever med demenssjukdom

Flexibel



Tack vare enkel uppringning, samtalsfunktion, sms, trygghetsområden och larm finns det möjligheter att anpassa GeoKeepern efter varje brukares behov. Funktionerna nås genom ett knapptryck, och finns alltid nära till hands när du behöver nå en kontaktperson.

Funktionell



Enheten kan bäras på armen som en klocka, i en rem runt halsen eller i en specialanpassad väska. Den är vattentålig för att klara alla väder. Knapparna är stora och tydliga och den är enkel att använda i alla situationer. GeoKeeper ger brukaren frihet.

Beprövad



GeoKeeper utvecklades i samarbete med Karolinska sjukhuset och vidareutvecklas ihop med aktiva kunder och användare. GeoKeeper är vetenskapligt utvärderad och har flera gånger använts för att minska oron hos anhöriga, frihetsgraden för brukaren men även hitta vilsegångna personer.


Specifikationer

Storlek	38 x 45 x 16 mm
Vikt	36 g
Snabbnummer	3 (plus upp till 4 larmmottagare)
Batteri:	3.7 V Li-Ion, uppladdningsbart
Standbytid	Upp till 90 timmar
Batteritid vid aktiv GPS-spårning	24 timmar
Övrigt	Vattentålig
Nätverk:	GSM/GPRS

PosifonCare

PosifonCare är ett nytt verksamhetssystem för GPS-larm som har utvecklats tillsammans med åtta kommuner i ett FoU-projekt. Målet har varit att möjliggöra ett bredare användande av GPS-larm, samt effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt med god användarvänlighet.

PosifonCare är ett öppet system med hög IT-säkerhet, som kan hantera olika typer av produkter. På så sätt kan man anpassa användandet efter brukarens behov. Systemet breddar målgruppen för välfärdsteknik och öppnar för nya möjligheter att på ett innovativt sätt hantera larmflöden. PosifonCare finns tillgänglig som internetplattform och app, vilket ger ökad flexibilitet i användningen. Med systemet tar vi stora kliv mot ett breddinförande av GPS-larm



GPS-larm för varje behov

Är inte GeoKeeper rätt för dig? Posifon tillhandahåller flera typer av enheter för att passa alla behov, be att få höra mer om våra alternativ:



	Smartsole	Keruve	GeoKeeper	Zembro
Fjärrstarta spårning	Via portal, startar vid rörelse	Via SMS, portal, anhörigenhet	Via portal	Via portal
Trygghetsområde	JA	JA	JA	JA
Larmknapp	NEJ	TILLVAL	JA	JA
Samtalsfunktion	NEJ	NEJ	JA	JA
Energisparfunktion	Viloläge vid inaktivitet	Valbart	Valbart	Valbart
Bärs	I skon	handled, bälte, väska, halsrem, ficka	handled, bälte, väska, halsrem, ficka	Handled
Laddning	Induktion	Via sladd	Via sladd	Via sladd
Vattentålighet	Vattentät	Vattentät	Vattentålig	Vattentålig
Mobilnät	GSM, GPRS	GSM, GPRS	GSM, GPRS	GSM, GPRS